

Baby Scale BS-500

Waga dla niemowląt



User Guide / Bedienungsanleitung

Instrukcja Obsługi / Uživatelská Příručka / Uživatelský Manuál



Przed użyciem, proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkownika

USER GUIDE

UK The features described in this manual are published with reservation to modifications.

1 Before initial use

1.1 Intended Purpose

The INTEC BS-500 is the ultimate scale for weighing safely your newborn. This easy to use, large LCD display scale is battery-operated scale and makes daily weighing very easy.

1.2 Safety advice

- Always read the safety instructions carefully.
- Follow the basic safety precautions for all electronic equipment when using this Scale.
- Keep this User's Manual for future reference.
- This unit is not waterproof. Don't expose this product to rain or moisture.
- Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
- If any of the following situation arises, get the equipment checked by a service technician:
 - The equipment has been exposed to moisture.
 - The equipment has been dropped and damaged.
 - The equipment shows signs of breakage.
 - Do not place the basic unit in a damp room at a distance of less than 1.5 m away from a water source.
- Don't disassemble this scale. The scale doesn't contain any parts that can be repaired by the user.
- Use the scale only for its intended purpose.

1.3 Technical specifications

Operation temperature: 10°C - 40°C

Environmental humidity: <80% R.H.

Max. capacity: 20 kg

Min. capacity: 10 g

Graduation: 10 g

Power supply: 2 x Non - rechargeable AA batteries

Unit change: kg, lb or st

2 Installation

Put batteries in the battery compartment to activate the display:

- Open the battery compartment at the bottom of the unit.
- Insert the 2 AAA non-rechargeable batteries (1,5V) following the polarity as shown.
- Close the battery compartment.

Do not short-circuit and dispose of in fire. Remove the batteries if this device is not going to be used for a long period.

3 Description



1. LCD display
2. ON/OFF/TARA-button
3. UNIT-button

4 Simple operation

- Press the ON/OFF/TARE-button (2).
- Press the **UNIT** - button (3) to select 'Kilogram (**kg**)', 'Stone (**st**)' or 'Pound (**lb**)'.
- Gently place the baby on the pan.
- The babies weight (maximum 20 kg) flashes on the display after a few seconds.

If you use a towel to lay the baby on, it should be placed on the pan before

switching on. If you forgot to do so, press the ON/OFF/TARE-button to eliminate the weight of the towl immediatelly after you have layed down the towl.

If you remove the towl, the scale will display a negative reading.

- Press for a few seconds the ON/OFF/TARE-button (2) to turn the scale OFF or it will turn off automatically in idle mode after 20 seconds.

5 Error messages

Lo – Low power - Replace the batteries

O-Ld – Overload. The weight of the baby is over 20kg.

6 Cleaning

Clean the scale with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents.

7 Disposal of the device (environment)



At the end of the product lifecycle, you should not throw this product into the normal household garbage but bring the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipments. The symbol on the product, user guide and/or box indicate this. Some of the product materials can be re-used if you bring them to a recycling point. By reusing some parts or raw materials from used products you make an important contribution to the protection of the environment. Please contact your local authorities in case you need more information on the collection points in your area.

Batteries must be removed before disposing of the device.

Dispose of the batteries in an environmental manner according to your country regulations.

8 Warranty

8.1 Warranty period

The unit have a 24-month warranty period. The warranty period starts on the day the new unit is purchased. Consumables or defects causing a negligible effect on operation or value of the equipment are not covered.

The warranty has to be proven by presentation of the original purchase receipt, on which the date of purchase and the unit-model are indicated.

8.2 Warranty exclusions

Damage or defects caused by incorrect treatment or operation and damage resulting from use of non-original parts or accessories not recommended by manufacturer are not covered by the warranty.

The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and fire, nor any damage caused during transportation. No warranty can be claimed if the serial number on the units has been changed, removed or rendered illegible.

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the directive 2004/108/EC.



BEDIENUNGSANLEITUNG

1 Bevor Sie beginnen

1.1 Einsatzbereich

Die INTEC BS-500 ist die ideale Waage zum sicheren Wiegen Ihres Neugeborenen.

Die einfach zu bedienende Waage mit großer LCD-Anzeige ist batteriebetrieben und macht das tägliche Wiegen zum Kinderspiel.

1.2 Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise immer sorgfältig durch.
- Befolgen Sie alle grundsätzlichen Sicherheitsvorkehrungen für elektronische Geräte, wenn Sie diese Waage benutzen.
- Heben Sie diese Gebrauchsanweisung zur späteren Verwendung auf.
- Dieses Gerät ist nicht wasserfest. Setzen Sie dieses Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie das Gerät auf eine sichere flache Oberfläche, bevor Sie es installieren.

- Lassen Sie das Gerät von einem Servicetechniker überprüfen, falls eine der folgenden Situationen eintritt:
 - Das Gerät war Nässe ausgesetzt.
 - Das Gerät ist heruntergefallen und wurde beschädigt.
 - Das Gerät weist sichtbare Bruchschäden auf.
 - Stellen Sie das Basisgerät nicht in einem feuchten Raum oder in einem Abstand von weniger als 1,5 m von einem Wasseranschluss auf.
- Bauen Sie die Waage nicht auseinander. Die Waage enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden könnten.
- Benutzen Sie die Waage nur für den vorgesehenen Verwendungszweck.

1.3 Technische Daten

Betriebstemperatur: 10 °C ~ 40 °C

Luftfeuchtigkeit: <80 % R.H.

Maximale Last: 20 kg

Mindestlast: 10 g

Ablesbarkeit: 10 g

Stromversorgung: 2 x nicht aufladbare AAA-Batterien (nicht enthalten)

Gewichtseinheiten: kg, lb oder st

2 Installation

Legen Sie zur Aktivierung der Anzeige die Batterien in das Batteriefach ein:

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Geräts.
- Legen Sie die 2 AAA (1,5 V) nicht wiederaufladbaren Batterien ein. Achten Sie dabei auf die angegebene Polarität.
- Schließen Sie das Batteriefach.

Schließen Sie die Batterien nicht kurz und verbrennen Sie sie nicht.

Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.

3 Beschreibung



1. LCD Display
2. EIN/AUS/TARA-Taste
3. EINHEITEN-Taste

4 Einfache Bedienung

- Drücken Sie die EIN/AUS/TARA-Taste (2).
- Drücken Sie die **EINHEITEN** - Taste (3), um 'Kilogramm (**kg**)', 'Stone (**st**)' oder 'Pfund (**lb**)' auszuwählen.
- Legen Sie das Baby vorsichtig auf die Schale.
- Das Gewicht des Babys (maximal 20 kg) blinkt nach ein paar Sekunden auf dem Display.

Wenn Sie ein Handtuch unter das Baby legen, müssen Sie es vor dem Einschalten auf die Waagschale legen. Wenn Sie es vergessen haben, drücken Sie die EIN/AUS/TARE-Taste, um das Gewicht des Handtuchs nach dem Ablegen des Handtuchs abzuziehen.

Drücken Sie die EIN/AUS/TARA-Taste (2) für einige Sekunden, um die Waage auszuschalten, ansonsten wird nach 20 Sekunden automatisch der Ruhemodus aktiviert.

5 Fehlermeldungen

- Lo** – Zu wenig Energie - Tauschen Sie die Batterien aus
- O-Ld** – Überlast. Das Gewicht des Babys ist über 20 kg.

6 Reinigung

Reinigen Sie die Waage mit einem leicht feuchten Lappen oder mit einem antistatischen Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Scheuermittel.

7 Entsorgung des Geräts (Umweltschutz)



Am Ende der Nutzungsdauer des Produkts darf das Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zur Aufbereitung elektrischer und elektronischer Geräte.

Das Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung und/oder Verpackung zeigt dies an. Einige der Materialien des Produkts können wieder verwendet werden, wenn Sie das Gerät in einer Aufbereitungsstelle abgeben. Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere Informationen über Sammelstellen in Ihrer Umgebung benötigen.

Batterien müssen vor der Entsorgung des Geräts entnommen werden. Entsorgen Sie die Batterien auf umweltfreundliche Weise entsprechend den örtlichen Vorschriften.

8 Garantie

8.1 Garantiezeit

Das Gerät hat eine 24-monatige Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das neue Gerät erworben wurde.

Verschleißteile oder Mängel, die den Wert oder die ebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Garantieanspruch muss durch den Originalkaufbeleg, auf dem das Kaufdatum und das Gerätemodell ersichtlich sind, nachgewiesen werden.

8.2 Garantieausschlüsse

Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder Betrieb verursacht werden sowie Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere Einflüsse entstanden sind, wie z. B. Blitzeinschlag, Wasser, Brände oder auch jegliche Transportschäden. Wenn die Seriennummer des Geräts verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde, kann keine Garantie in Anspruch genommen werden.

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EC.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 Przed rozpoczęciem użytkowania

1.1 Przeznaczenie

Baby Scale BS-500 waga dla niemowląt przeznaczona jest do bezpiecznego ważenia niemowląt.

Waga jest łatwa w obsłudze, ma duży wyświetlacz LCD, zasilana jest bateriami, a codzienny proces ważenia jest bardzo łatwy.

1.2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze należy dokładnie czytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
- Podczas używania wagi należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa dla urządzeń elektronicznych.
- Instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość.
- Urządzenie nie jest wodoodporne. Nie wolno wystawiać go na deszcz ani wilgoć.
- Podczas instalacji należy ustawić urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Jeżeli wystąpi któraś z poniższych sytuacji, urządzenie należy oddać wykwalifikowanemu serwisantowi do kontroli:
 - Urządzenie zostało wystawione na działanie wilgoci.
 - Urządzenie zostało upuszczone lub inaczej uszkodzone.
 - Urządzenie ma wyraźne ślady pęknięcia.
 - Jednostki bazowej nie należy umieszczać w wilgotnym pomieszczeniu ani w odległości mniejszej niż 1,5 m od źródła wody.
- Nie wolno rozmontowywać wagi. Nie zawiera ona części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika.
- Wagi należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

1.3 Specyfikacje techniczne

Temperatura działania: 10°C-40°C

Wilgotność otoczenia: <80% wilgotności względnej

Maks. zakres ważenia: 20 kg

Min. zakres ważenia: 10 g

Dokładność: 10 g

Zasilanie: 2 x baterie typu AAA

Jednostki: kg, lb lub st

2 Instalacja

Aby aktywować wyświetlacz, włóż baterię do komory:

- Otwórz komorę baterii znajdującą się od spodu urządzenia.
- Włóż 2 jednorazowe baterie typu AAA (1,5V), zachowując odpowiednie ustawienie biegunów.
- Zamknij komorę baterii.

Nie powodować zwarcia ani nie wrzucać baterii do ognia. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

3 Opis



1. Wyświetlacz LCD
2. Przycisk WŁ./WYŁ./TARY
3. Przycisk JEDNOSTEK

4 Prosta obsługa

- Naciśnij Przycisk WŁ./WYŁ/TARE (2).
- Naciśnij przycisk **UNIT (JEDNOSTKA)** (3), aby wybrać „kilogramy (**kg**)”, „stone (**st**)” lub „funty (**lb**)”
- Połóż delikatnie dziecko na szalce.
- Po kilku sekundach waga dziecka (maks. 20 kg) zacznie migać na wyświetlaczu.

Jeżeli do ważenia konieczna jest misa, należy umieścić ją na platformie wagi przed jej włączeniem. Jeżeli tego nie zrobiono, naciśnij Przycisk WŁ./WYŁ/TARE, aby wyeliminować ciężar misy zaraz po ustawieniu jej na platformie wagi. Jeżeli zdejmiesz misę, waga poda ujemny odczyt.

- Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund Przycisk WŁ./WYŁ/TARE (2), aby wyłączyć wagę lub zostanie ona wyłączona automatycznie po upływie 20 sekund bezczynności.

5 Komunikaty o błędach

Lo - Niski poziom zasilania - wymień baterie

O-Ld - Przeciążenie. Dziecko waży więcej niż 20 kg.

7 Usuwanie urządzenia (środowisko)



Na koniec okresu eksploatacji produktu nie należy go wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale trzeba go zanieść do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje na to symbol umieszczony na produkcie, na instrukcji obsługi i/lub opakowaniu.

Niektóre materiały wchodzące w skład niniejszego produktu można ponownie wykorzystać, jeżeli zostaną dostarczone do punktu zbiórki w celu recyklingu. Dzięki ponownemu wykorzystaniu niektórych części lub surowców ze zużytych produktów przyczyniają się Państwo w istotny sposób do ochrony środowiska. Aby uzyskać informacje na temat lokalnych punktów zbiórki, należy zwrócić się do władz lokalnych.

Przed oddaniem urządzenia do ponownego wykorzystania należy wyjąć baterie. Baterie należy utylizować w odpowiedni sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8 Gwarancja

8.1 Okres gwarancji

Urządzenie jest objęte 24-miesięcznym okresem gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu nowego urządzenia.

Części eksploatacyjne lub wady nieznacznie wpływające na działanie lub wartość sprzętu nie są objęte gwarancją.

Gwarancję należy udowodnić, przedstawiając oryginalny rachunek zakupu, na którym widnieje data zakupu oraz model urządzenia.

8.2 Wyjątki od gwarancji

Uszkodzenia lub wady spowodowane nieprawidłowym obchodzeniem się lub pracą z urządzeniem oraz uszkodzenia powstałe w wyniku zastosowania nieoryginalnych części lub akcesoriów nie zalecanych przez producenta nie są objęte gwarancją.

Gwarancja nie obejmuje szkód wywołanych przez czynniki zewnętrzne, takich jak pioruny, woda i ogień, ani uszkodzeń powstałych w czasie transportu.

Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli numer seryjny urządzenia został zmieniony, usunięty lub nie może zostać odczytany.

Ten produkt jest zgodny z najważniejszymi wymogami i innymi odnośnymi postanowieniami dyrektywy 2004/108/EC.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1 Před prvním použitím

1.1 Předpokládaný účel použití

Digital Baby Scale BS-500 je dokonalým přístrojem pro bezpečné vážení vašich novorozenců. Tato váha se snadným ovládáním a velkým LCD displejem je přístrojem napájeným bateriemi a každodenní vážení je díky ní velmi snadné.

1.2 Informace týkající se bezpečnosti

- Bezpečnostní pokyny si vždy pečlivě přečtěte.
- Při používání této váhy dodržujte základní bezpečnostní opatření platná pro všechna elektronická zařízení.
- Tento návod pro uživatele si uschovejte pro možnost nahlédnutí v budoucnu.
- Tento přístroj není vodotěsný. Tento výrobek nevystavujte dešti ani vlhkosti.
- Před použitím toto zařízení umístěte na pevný a rovný povrch.
- Pokud dojde k jakékoliv z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním technikem:
 - Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
 - Došlo k pádu zařízení a jeho poškození.
 - Zařízení vykazuje známky poškození.
 - Základní jednotku neumísťujte ve vlhké místnosti a ve vzdálenosti menší než 1,5 m od zdroje vody.
- Neprovádějte demontáž této váhy. Váha neobsahuje žádné díly, jejichž opravu by mohl provést uživatel.
- Váhu používejte pouze pro její předpokládaný účel použití.

1.3 technické specifikace

Provozní teplota: 10°C ~ 40°C

Vlhkost prostředí: <Relativní vlhkost 80 %

Maximální nosnost: 20 kg

Minimální zvažitelná hmotnost: 10 g

Dělení stupnice: Po 10 g

Napájení: 2 baterie typu AAA , LR6

Změna jednotek: kg, lb nebo ST

2 Instalace

Vložení baterií do příslušné schránky a aktivace displeje:

- Otevřete schránku pro baterie na spodní straně přístroje.
- Vložte 2 baterie typu AAA bez možnosti nabíjení (1,5 V), přitom dbejte na dodržení znázorněné polarity.
- Uzavřete schránku na baterie.

Baterie nezkratujte ani je nelikvidujte vhašováním do ohně. Jestliže přístroj nemá být po delší dobu používán, baterie vyndejte.

3 Popis



1. LCD displej
2. Tlačítko ZAP/VYP/VYVÁŽENÍ
3. Tlačítko JEDNOTKA

4 Jednoduchý provoz

- Stiskněte tlačítko ZAP/VYP/VYVÁŽENÍ (2).
- Stiskněte tlačítko **JEDNOTKA** (3) pro výběr 'Kilogram (kg)', 'Stone (st)' nebo 'Libra (lb)'
- Opatrně položte dítě na váhu.
- Hmotnost dítěte (maximálně 20 kg) bude po pár sekundách blikat na displeji.

Jestliže používáte pro podložení dítěte ručník, je třeba jej na misku položit ještě před zapnutím. Jestliže tak zapomenete učinit, stiskněte ihned po položení ručníku tlačítko ZAP/VYP/VYVÁŽENÍ, aby se jeho hmotnost eliminovala.

Jestliže ručník odstraníte, váha zobrazí zápornou hodnotu.

Na pár sekund stiskněte tlačítko Tlačítko ZAP/VYP/VYVÁŽENÍ (2) pro vypnutí váhy, nebo se váha vypne také automaticky, když ji 20 sekund nepoužijete.

5 Chybová hlášení

Lo - Nízké napětí - proved'te výměnu baterií

O_Id - Přetížení Hmotnost dítěte je vyšší než 20 kg.

6 Čištění

Váhu čistěte lehce navlhčeným hadříkem nebo antistatickou utěrkou. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí přípravky nebo rozpoštědla.

7 Likvidace zařízení (ochrana životního prostředí)



Tento výrobek se na konci své provozní životnosti nesmí vyhazovat do běžného domovního odpadu; je třeba jej předat ve sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Potřebu tohoto postupu naznačuje symbol na výrobku, v návodu pro uživatele a/nebo na krabici.

Některé z materiálů výrobku lze použít znovu, pokud je předáte do místa pro recyklaci. Opakovaným použitím některých částí nebo surovin z použitých výrobků přispějete významným způsobem k ochraně životního prostředí. Pokud budete potřebovat více informací o sběrných místech ve vašem regionu, prosíme, obraťte se na místní orgány.

Baterie je třeba před likvidací zařízení vyjmout.

Baterie zlikvidujte ekologickým způsobem podle předpisů vaší země.

8 Záruka

8.1 Záruční doba

Na přístroje se vztahuje záruka v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet v den zakoupení nového přístroje.

Záruka se nevztahuje na spotřební díly ani na vady, které mají zanedbatelný účinek na provoz nebo hodnotu zařízení.

Záruka musí být prokázána předložením originálního potvrzení o nákupu, na kterém bude uvedeno datum zakoupení a model přístroje.

8.2 Výjimky ze záruky

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným zacházením nebo provozem a na vady, které vzniknou v důsledku použití neoriginálních dílů nebo příslušenství nedoporučovaného výrobcem.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené vnějšími faktory, jako je například osvětlení, voda a oheň, ani na jakékoliv škody způsobené během dopravy.

Žádnou záruku nelze uplatňovat tehdy, když dojde ke změně nebo odstranění výrobního čísla nebo pokud toto číslo bude nečitelné.

Tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2004/108/EC.



UŽÍVATEL'SKÝ MANUÁL

1 Pred prvým použitím

1.1 Účel použitia

Digital Baby Scale WG-2490 je najlepšou váhou na bezpečné váženie vášho novorodenca.

Táto váha, ktorá sa jednoducho používa, s veľkým LCD displejom je na batérie a veľmi uľahčuje denné váženie.

1.2 Bezpečnostné pokyny

- Vždy si najprv starostlivo prečítajte bezpečnostné pokyny.
- Pri používaní váhy postupujte podľa základných bezpečnostných ustanovení pre elektronické zariadenia.
- Tento návod na použitie si odložte pre budúce použitie.
- Táto jednotka nie je vodotesná. Výrobok nevystavujte dažďu ani vlhkosti.
- Toto zariadenie položte na spoľahlivú rovnú plochu predtým, než ho nastavíte.
- Ak vznikne akákoľvek z nasledujúcich situácií, nechajte zariadenie skontrolovať servisným technikom:
 - Zariadenie bolo vystavené vlhkosti.
 - Zariadenie spadlo a poškodilo sa.
 - Zariadenie je nalomené
 - Neumiestňujte základňu vo vlhkej miestnosti vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od zdroja vody.
- Nerozoberajte túto váhu. Váha neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť.
- Váhu používajte iba na účely, na ktoré bola vyrobená.

1.3 Technické údaje

Prevádzková teplota: 10°C ~ 40°C

Teplota okolia: <80 % R.V.

Max. kapacita: 20 kg

Min. kapacita: 10 g

Odstupovanie: 10 g

Napájanie: 2 x baterie AAA, LR6

Zmena jednotky: kg, lb alebo ST

2 Inštalácia

Pre aktiváciu displeja vložte batérie do priestoru pre batérie:

- Otvorte priestor pre batérie spodnej časti jednotky.
- Vložte 2 batérie veľkosti AAA (1,5 V), pričom dbajte na správnu polaritu podľa obrázka.
- Zatvorte priestor pre batérie.

Batérie neskratujte ani ich nehádzte do ohňa. Keď zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.

3 Popis



1. LCD displej
2. ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ/TARA-tlačidlo
3. JEDNOTKA-tlačidlo

4 Jednoduchá prevádzka

- Stlačte tlačidlo ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ/TARA-tlačidlo (2).
- Stlačte tlačidlo JEDNOTKA (3) a vyberte 'Kilogram (kg)', 'stone (st)' alebo 'Libra' (lb)
- Jemne umiestnite dieťa na miskú.
- Hmotnosť/váha dieťaťa (maximálne 20 kg) sa rozsvieti na displeji po niekoľkých sekundách.

Ak používate uterák, na ktorý ukladáte dieťa, mal by byť položený na miskú pred zapnutím. Ak ste tak zabudli urobiť, stlačte ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ/TARA-tlačidlo, aby ste vylúčili hmotnosť uteráka hneď po tom, ako ste ho položili.

Ak uterák odložíte, na váhe sa objaví záporný údaj.

- Podržte niekoľko sekúnd stlačené ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ/TARA-tlačidlo (2) a takto váhu vypnete alebo ju vráťte a ona sa po 20 sekundách vypne automaticky, keď bude v režime nečinnosti alebo nezapojenia

5 Chybové hlásenia

Níz Slabé napätie - vymeňte batérie

O-Ld Preťaženie. Hmotnosť dieťaťa je vyššia ako 20 kg.

6 Čistenie

Zariadenie čistite mierne navlhčenou tkaninou alebo antistatickou tkaninou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky alebo abrazívne rozpúšťadlá.

7 Likvidácia zariadenia (ochrana životného prostredia)



Po skončení životnosti sa tento výrobok nesmie vyhodiť do bežného domového odpadu. Odovzdajte ho do zberného strediska na recyklovanie elektrických a elektronických zariadení. Túto povinnosť označuje symbol na zariadení, v používateľskej príručke a na obale.

Niektoré materiály v tomto výrobku sa môžu použiť znovu, ak výrobok odovzdáte v zbernom stredisku. Opakované použitie niektorých častí alebo surovín z použitého výrobku významne prispieva k ochrane životného prostredia. Ak potrebujete ďalšie informácie o zberných strediskách vo vašej oblasti, obráťte sa na miestne úrady.

Pred likvidáciou teplomera musíte z neho vybrať batérie.

Batérie sa musia likvidovať ekologicky v súlade s príslušnými predpismi platnými vo vašej krajine.

8 Záruka

8.1 Záručná doba

Na zariadenia sa poskytuje 24-mesačná záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia nového zariadenia.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál a chyby, ktoré majú zanedbateľný vplyv na prevádzku alebo hodnotu zariadenia.

Pri uplatnení záruky je nutné predložiť originálny doklad o zakúpení, na ktorom je vyznačený dátum zakúpenia a model zariadenia.

8.2 Výnimky zo záruky

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie alebo chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo použitím a poškodenia, ktoré sú následkom použitia neoriginálnych súčastí alebo príslušenstva neodporúčaného výrobcem.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené vonkajšími faktormi, ako je blesk, voda či oheň, ani na poškodenia spôsobené pri preprave.

Záruka sa nemôže uplatniť, ak bolo výrobné číslo na jednotke zmenené, odstránené alebo je nečitateľné

Tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné ustanovenia smernice 2004/108/EC.



Importer:
Intec Medical Sp. z o.o.
ul.L. Podbipięty 7
31-980 Kraków
POLAND